

PHYSIOMER®

Hygiène de l'oreille

100%
EAU DE MER
NON DILUÉE

JET EN ÉTOILE

SANOFI

Nettoie en douceur l'oreille, prévient la formation de bouchons de cérumen

COMPOSITION

- 100 % eau de mer naturelle, désodée et non diluée, isotonique (concentration physiologique en sels correspondant à celle de notre organisme)
- Solution stérile et sans conservateur
- Sans gaz propulseur

PROPRIÉTÉS

Grâce à son jet spécifique en étoile qui diffuse la solution sans contact direct avec le tympan, Physiomer® Hygiène de l'oreille nettoie le conduit auditif externe en toute sécurité, aide à éliminer l'excès de cérumen et prévient la formation des bouchons.

QUAND UTILISER PHYSIOMER® HYGIÈNE DE L'OREILLE ?

- Adultes, enfants et nourrissons à partir de 6 mois
- Pour l'hygiène quotidienne et en prévention des bouchons : 1 pulvérisation dans chaque oreille le matin

CONSEILS D'UTILISATION (à lire attentivement avant utilisation)

Il est important d'utiliser Physiomer® Hygiène de l'oreille à température ambiante (20 °C - 25 °C) afin d'éviter la sensation de froid pouvant être à l'origine de troubles de l'équilibre chez les sujets sensibles. Pour plus de facilité et en cas de sensibilité aux vertiges, utiliser Physiomer® Hygiène de l'oreille assis sous la douche ou durant le bain. Lors de la première utilisation, si vous ressentez la moindre gêne, asseyez-vous pour appliquer le produit.



Mettre l'embout en place à la première utilisation.

1 / Placer l'index à l'intérieur de la canule et introduire l'embout délicatement dans le conduit auditif.

2 / Exercer une pression franche d'une seconde seulement.

3 / Masser la base de l'oreille pendant 5 à 10 secondes en maintenant la tête droite.

4 / Incliner doucement la tête sur le côté afin de favoriser l'écoulement et essuyer avec un tissu propre.

Ne pas essuyer trop vigoureusement.

5 / Répéter l'opération dans l'autre oreille.

6 / Laver l'embout sous l'eau chaude après chaque utilisation.

Remarque : La sensation d'« oreille pleine » après utilisation de Physiomer® Hygiène de l'oreille peut être due à un bouchon, probablement un bouchon dur. Consulter alors un médecin et n'insérer aucun objet dans l'oreille afin d'essayer de la déboucher.

CONTRE - INDICATIONS

Ne pas utiliser en cas de :

- Douleurs et pathologies de l'oreille
- Port d'aérateurs transtympaniques (yoyos)
- Antécédents chirurgicaux au niveau de l'oreille
- Problèmes d'équilibre connus
- Surdit  brutale inexpliqu e
- Pr sence de corps  trangers
- Perforation du tympan

En cas de douleur de l'oreille apr s utilisation du produit, consulter votre m decin et stopper l'utilisation de Physiomer® Hygi ne de l'oreille.

PR CAUTIONS D'EMPLOI

- En cas de diab te de type 1 et immunod ficience, consulter votre m decin
- Pr sence connue de bouchons durs et / ou obstructifs : consulter votre m decin

PHYSIOMER®

Hygiène de l'oreille

Pourquoi est-ce important de se laver les oreilles régulièrement ?

L'oreille représente l'organe de l'audition et de l'équilibre. Elle est constituée de trois parties distinctes qui sont l'oreille externe comprenant elle-même le conduit auditif, l'oreille moyenne et l'oreille interne. L'oreille externe recueille et dirige les sons vers le conduit auditif qui les diffuse jusqu'au tympan. Ce dernier les amplifie et les transmet ensuite à l'oreille interne où ils seront transformés en impulsions nerveuses décodables par le cerveau.

Afin de se protéger des infections, le canal auditif sécrète du cérumen, qui retient poussières et impuretés et les entraîne vers l'extérieur. Dans certains cas, une production excessive de cérumen peut conduire à la formation de bouchons.

Se laver régulièrement les oreilles favorise l'élimination d'excès de cérumen et prévient la formation de bouchons.

Pourquoi choisir Physiomer® Hygiène de l'oreille ?

L'eau de mer de Physiomer® est prélevée au large de St-Malo et ne subit aucune dilution.

Grâce à un procédé spécifique, Physiomer® Hygiène de l'oreille préserve toute la richesse de l'eau de mer originelle en bicarbonates et oligo-éléments : calcium, magnésium, sodium, manganèse... pour faciliter le délitement du cérumen et assurer l'hygiène de vos oreilles au quotidien. La stérilité de la solution Physiomer® est obtenue par un procédé mécanique d'ultra filtration. Elle est préservée après chaque utilisation grâce à un système breveté de valve anti-reflux. Physiomer® peut être utilisé en toute sécurité et dans toutes les positions, même chez les enfants, grâce à son flacon souple et l'absence de gaz propulseur. L'embout breveté de Physiomer® Hygiène de l'oreille respecte l'anatomie du conduit auditif externe. Son jet en étoile permet une diffusion de la solution efficace, en toute sécurité, sans contact direct avec le tympan.

La gamme Physiomer®, une réponse naturelle à tous les besoins

NOM DU PRODUIT	TYPE DE JET	ÂGE	ACTION / BÉNÉFICE
HYGIÈNE AU QUOTIDIEN			
HYGIÈNE NASALE			
Physiomer® Micro-diffusion	Micro-diffusion	Nourrissons dès 1 mois	Lave le nez en douceur, notamment en cas de rhume et rhinite
Physiomer® Spray	Spray	Adultes et enfants dès 2 ans	
Physiomer® Jet dynamique	Jet dynamique	Adultes et enfants dès 6 ans	Lave et dégage le nez encombré notamment en cas de rhume et rhinite
HYGIÈNE DE L'OREILLE			
Physiomer® Oreilles	Jet en étoile	À partir de 6 mois	Nettoie en douceur l'oreille - Élimine l'excès de cérumen, prévient la formation de bouchons
SOINS SPÉCIFIQUES			
NEZ BOUCHÉ			
Physiomer® Hypertonique	Spray	Adultes et enfants à partir de 2 ans	Débouche le nez, notamment en cas de rhume, sinusite et rhinite allergique
Physiomer® Hypertonique Pocket			
USAGE POST-CHIRURGICAL			
Physiomer® Jet Fort	Jet fort	Adultes à partir de 15 ans	Élimine les sécrétions et les croûtes notamment après les chirurgies endonasales

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser après la date limite d'utilisation indiquée sur l'emballage.

Date de révision de la notice : Décembre 2012.

Date de première apposition du marquage CE : Janvier 1999.

Information Patient: N° vert 0 800 222 555

Appel depuis l'étranger: + 33 1 57 63 23 23

Fabriqué par :

Laboratoire de la Mer
ZAC de la Madeleine
Avenue du Général Patton
35400 Saint-Malo - France

Distribué par :

sanofi-aventis France
1-13 bd Romain Rolland
75014 Paris - France

0°C — 35°C
115 ml   0459

PHY.FR.0R115.6N