

## COUSSINETS PLANTAIRES à l'Epithelium 26®

### INDICATIONS

Prévenir et soulager les douleurs sous l'avant-pied.

### PROPRIÉTÉS

- Breveté par des podologues, l'Epithelium 26® est un véritable « substitut au capiton plantaire ». En effet, de par ses propriétés mécaniques, ce gel silicone remplace le capiton plantaire naturel défaillant à l'origine de douleurs : il répartit remarquablement le poids du corps sur l'ensemble de la zone d'appui.
- La présence d'Epithelium 26® en zone plantaire permet aux Coussinets Plantaires de limiter efficacement les douleurs.

### CONSEILS D'UTILISATION

- Les porter à même la peau.
- La partie imprimée du tissu doit être en contact avec la plante du pied. Ne pas retourner.
- Glisser le pied dans le coussinet, placer la languette de retenue entre le gros orteil et le deuxième orteil.
- Pour un maintien optimal, ne pas les porter pieds nus mais avec un collant, des bas ou des chaussettes par-dessus.

### ENTRETIEN

- Laver en machine à 40° C dans le filet de lavage fourni ou à la main (sans frotter).
- Laisser sécher naturellement. Ne pas repasser.

### CONTRE-INDICATIONS

- Le produit a fait l'objet de tous les tests imposés de la norme ISO 10993. Si malgré cela, une réaction allergique était observée, arrêter immédiatement l'utilisation du produit et informer la société MILLET Innovation.
- Ne pas utiliser sur une plaie non protégée.
- Cas de personnes souffrant d'artérite, de diabète, de poly-névrite, de neuropathie des membres inférieurs ou d'ulcères variqueux : ne jamais utiliser le produit sur une plaie, surveiller le pied pendant l'utilisation et dans tous les cas demander conseil à votre médecin ou à votre podologue. La bretelle peut être une source de frottements entre les deux orteils. Il est donc recommandé aux diabétiques souffrant d'une neuropathie d'éviter cette solution.

La responsabilité de la société MILLET Innovation ne peut être engagée en cas d'utilisation non conforme aux recommandations du fabricant.



LOT voir emballage



Lavable en machine à la température maxi de 40°C. Machine washable at 40°C.



Pas de chlorage. No chlorine.



Pas de repassage, ni de vapeur. Do not iron, do not steam.



Pas de nettoyage à sec. Do not dry clean.

**PLANTAR CUSHIONS with Epithelium 26®****INFORMATION**

Prevent and alleviate pain in the forefoot.

**PROPERTIES**

- Patented by chiropodists, Epithelium 26® is an effective substitute for the sole of the foot. This silicone gel's mechanical properties allow it to replace the missing plantar tissue that is causing you pain: it is remarkably effective in redistributing your body weight over the whole of your foot.
- The presence of Epithelium 26® in the plantar area allows Plantar Cushions to alleviate pain effectively.

**INSTRUCTIONS FOR USE**

- Wear next to the skin.
- The printed part of the cloth should be in contact with the sole of the foot. Do not turn over.
- Slip your foot into the cushion and place the retaining tab between your big toe and your second toe.
- To help the cushion remain in position, wear tights, socks or stockings over it.

**CLEANING**

- Machine-wash at 40° C in the washing net provided or hand-wash (without scrubbing).
- Leave to dry naturally. Do not iron.

**CONTRAINDICATIONS**

- The product has passed all of the tests required by ISO standard 10993. If, despite this, you suffer an allergic reaction, stop using the product immediately and inform Millet Innovation.
- Do not use on an unprotected wound.
- Persons suffering from arthritis, diabetes, polyneuritis, lower limb neuropathy or varicose ulcers: never use the product on a wound, monitor the condition of your foot during use, and in all cases seek advice from your doctor or chiropodist. The strap may cause friction between the two toes. This solution should therefore be avoided by diabetics suffering from neuropathy.

Millet Innovation cannot be held responsible for failure to use the product in accordance with the manufacturer's recommendations.

**CUSCINETTI PLANTARI all'Epithelium 26®****INDICAZIONI**

Per prevenire e dare sollievo ai dolori sotto l'avampiede.

**PROPRIETA'**

- L'Epithelium 26®, brevettato da podologi, è un vero e proprio sostituto del cuscinetto adiposo plantare. Grazie infatti alle sue proprietà meccaniche, questo gel di silicone distribuisce notevolmente il peso del corpo su tutta la zona di appoggio sostituendo il cuscinetto adiposo plantare naturale, la cui atrofia causa dolori plantari sottopiede.
- La presenza dell'Epithelium 26® nella zona plantare permette ai Cuscinetti Plantari di limitare efficacemente i dolori.

**CONSIGLI PER L'USO**

- Calzarli direttamente sul piede a contatto della pelle.
- La parte stampata del tessuto deve essere a contatto con la pianta del piede. Non rigirare.
- Fare scivolare il piede nel cuscinetto, collocare la linguetta di fermo tra l'alluce e il secondo dito.
- Per una stabilità ottimale, dopo aver posizionato il cuscinetto indossare sopra un collant o delle calze.

**MANUTENZIONE**

- Lavare in lavatrice a 40° C nella retina di lavaggio fornita, o a mano (senza sfregare).
- Lasciare asciugare naturalmente. Non stirare.

**CONTROINDICAZIONI**

- Il prodotto è stato testato conformemente alla norma ISO 10993. Se nonostante ciò si riscontrasse una reazione allergica, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e comunicarlo alla società MILLET Innovation.
- Non utilizzare su lesioni non protette.
- Per le persone che soffrono di artrite, diabete, polinevrite, neuropatia degli arti inferiori o ulcere varicose: non utilizzare mai il prodotto su una ferita, controllare il piede durante l'utilizzo del prodotto ed in ogni caso chiedere consiglio al proprio medico o podologo. La linguetta di fermo può generare leggeri sfregamenti tra le due dita. Si raccomanda pertanto ai diabetici che soffrono di neuropatia di evitare questa soluzione.

La società MILLET Innovation declina ogni responsabilità in caso di utilizzo non conforme alle raccomandazioni del fabbricante.