

# durex® jeans

**24 préservatifs classiques et confortables :**  
les préservatifs indémodables by Durex qui  
vous apportent la protection que vous  
désirez, en toute simplicité.



- Préservatifs en latex de caoutchouc naturel
- Forme profilée "Easy-On™" unique avec réservoir
- Transparents et lubrifiés avec un lubrifiant non spermicide
- Diamètre moyen : 56mm

Lire attentivement la notice à l'intérieur de l'étui avant utilisation, tout particulièrement si vous utilisez un préservatif pour un rapport anal ou oral.

Utiliser un gel lubrifiant *Durex Play™* peut rendre plus agréables les relations sexuelles. Tous les gels *Durex Play™* sont compatibles avec les préservatifs, contrairement aux lubrifiants à base d'huile (comme la vaseline) qui peuvent endommager les préservatifs.

Aucune méthode de contraception ne peut garantir une protection efficace à 100% contre la grossesse, le virus VIH (SIDA) ou les autres infections sexuellement transmissibles.

Un préservatif ne s'utilise qu'une seule fois.  
Testés dermatologiquement.

Durex, Durex Jeans, Easy-On, Play et le Sceau de Qualité Durex sont des marques déposées du groupe SSL.

[www.durex.fr](http://www.durex.fr) ISO 4074:2002



SSL Healthcare France S.A.S, 23 allées de l'Europe, 92588 Clichy cedex  
SSL International plc, Manchester, M41 7HA, UK